

# Professional Procedure Guide



**AICNow+ Professional**  
Multi-Test HbA1c System

Note: All instances of the box or pouches in this insert are representative ONLY. Please refer to the packaging included with your specific kit.


### Introduction

- If the temperature label, placed on the outside of every kit, is exposed to a temperature in excess of 50°C (122°F), the dot on the label will turn red and the product should not be used.
- Run the test with all parts of the test kit at the same temperature within the specified range.
- If the kit has recently been at high temperatures (above 28°C/82°F) in the refrigerator, keep the kit at room temperature for at least one hour before use.
- Avoid running the test in direct sunlight, on hot or cold surfaces, or near sources of heat or cold.
- Quality control materials should be used to confirm the test kit is working properly. Refer to the product insert for information on when to run controls.

28°C (82°F)  
18°C (64°F)  
Complete test within 15 minutes.


### Match Lot Numbers

Use analyzer only with the materials included in the original kit. The analyzer will expire after the programmed number of tests have been run. If another test cartridge is inserted, the analyzer will display "00 TL".



### 1 Open Plastic Shaker Pouch\*

Tear plastic pouch open at the perforation line.



### 2 Collect Blood


**Fingertip method**

- Use your own lancet device to draw blood.
- Gently touch blood drop to fill.


**OR**

**Venous draw method**

- Mix blood well before testing.
- Collect blood from a slide.




### 3 Verify Blood Amount



No little Add more blood  
Just right  
Too much Wipe away excess

### 4 Insert Blood Collector


Fully insert blood collector into shaker body. Twisting motion helps.



Not fully inserted  
Fully inserted

### 11 Dispose of Cartridge / Save Analyzer

- Dispose of in accordance with your biohazard procedures.
- Save analyzer for additional tests. Analyzer will display, for example, "01 TL" if there is one test left and "00 TL" if you used your last test.
- Analyzer will show result for 15 minutes and will turn off automatically.



NOTE: To run another test, use a new blood collector, shaker, and test cartridge from the same kit and return to Step 1.

# Verfahrensleitfaden für Fachkräfte



**AICNow+ Professional**  
Multi-Test HbA1c System

Hinweis: Jegliche Abbildungen in diesem Beiblatt, die den Karton oder die Beutel zeigen, dienen AUSSCHLIESSLICH zu Darstellungszwecken. Richten Sie sich daher nach den jeweiligen Verpackungen Ihres entsprechenden Sets.


### Einführung

- Wenn das Temperaturetikett, das an der Außenseite jedes Sets angebracht ist, einer Temperatur über 50°C (122°F) ausgesetzt ist, wechselt die Farbe des Punktes auf dem Etikett zu Rot. Das Produkt sollte in diesem Fall nicht mehr verwendet werden.
- Führen Sie den Test mit allen Testkomponenten und bei gleichbleibender Temperatur innerhalb des festgelegten Temperaturbereichs durch.
- Wenn das Set hohen Temperaturen (über 28°C/82°F) ausgesetzt war oder im Kühlschrank aufbewahrt wurde, muss es vor der Verwendung mindestens eine Stunde bei Raumtemperatur liegen gelassen werden.
- Führen Sie den Test nicht unter direkter Sonneneinstrahlung, auf kalten oder heißen Oberflächen oder in der Nähe von Kälte- oder Wärmequellen durch.
- Qualitätskontrollmaterialien sollten durchgeführt werden, um zu bestätigen, dass das Testkit ordnungsgemäß funktioniert. Lesen Sie das Produktbeiblatt für weitere Informationen darüber, wann Kontrollen durchgeführt werden sollten.

28°C (82°F)  
18°C (64°F)  
Führen Sie den Test innerhalb von 15 Minuten durch.

### Übereinstimmung der Chargennummern

Verwenden Sie das Analysegerät ausschließlich mit den im Originalkit enthaltenen Materialien. Das Analysegerät kann nicht mehr verwendet werden, wenn die programmierte Anzahl von Tests durchgeführt wurde. Wenn eine andere Testpatrone eingesetzt wird, erscheint „00 TL“ auf dem Analysegerät.



### 1 Shaker-Kunststoffbeutel öffnen\*

Reißten Sie den Kunststoffbeutel an der perforierten Linie auf.



### 2 Blut entnehmen


**Blutentnahme per Fingertisch**

- Verwenden Sie Ihr Lanzettengerät, um Blut zu entnehmen.
- Berühren Sie vorsichtig den Bluttröpfchen zum Füllen.


**ODER**

**Venöse Blutprobenahme**

- Mischen Sie die Probe vor der Messung gut.
- Entnehmen Sie Blut von einem Objektträger.




### 3 Blutmenge überprüfen



Zu wenig Mehr Blut hinzufügen  
Genau richtig  
Zu viel Überschüssiges Blut abwischen

### 4 Blutentnahmeverrichtung einführen


Setzen Sie die Blutentnahmeverrichtung vollständig in den Shaker ein. Führen Sie dabei Drehbewegungen aus, um das Einführen zu erleichtern.



Nicht vollständig eingesteckt  
Vollständig eingesteckt

### 11 Entsorgung der Patrone / Aufbewahrung des Analysegeräts

- Entsorgen Sie die Patrone gemäß den Verfahren Ihre Einrichtung zur Entsorgung von biologischem Material.
- Bewahren Sie das Analysegerät für weitere Tests auf. Das Analysegerät zeigt beispielsweise „01 TL“ an, wenn ein Test übrig ist, und „00 TL“, wenn Sie sieben letzten Test verbraucht haben.
- Auf dem Analysegerät wird das Ergebnis 15 Minuten lang angezeigt. Danach schaltet es sich automatisch ab.



HINWEIS: Zur Durchführung eines weiteren Tests eine neue Blutentnahmeverrichtung, einen neuen Shaker und eine neue Testpatrone aus demselben Set verwenden und mit Schritt 1 beginnen.

# Guide des Procédés professionnelles



**AICNow+ Professional**  
Système Multi-Test HbA1c

Remarque : tous les exemples de boîte ou de sachets illustrés dans ces instructions ne sont PAS contractuels. Veuillez vous référer à l'emballage inclus avec votre kit spécifique.


### Introduction

- Si l'étiquette de température située à l'extérieur de chaque kit est exposée à une température supérieure à 50°C (122°F), le point sur l'étiquette devient rouge et le produit ne doit pas être utilisé.
- Effectuez le test en conservant toutes les pièces du kit de test à la même température dans la plage spécifiée.
- Si le kit a récemment été exposé à des températures élevées (supérieures à 28°C/82°F) ou s'il a été stocké dans un réfrigérateur, laissez le kit à température ambiante pendant au moins une heure avant utilisation.
- Évitez d'effectuer ce test à la lumière directe du soleil, sur des surfaces chaudes ou froides, ou à proximité de sources de chaleur ou de froid.
- Le matériel de Contrôle-Qualité doit être utilisé pour confirmer que le test fonctionne bien. Pour en savoir plus ou connaître les modalités d'utilisation des contrôles, consultez la Notice du produit.

28°C (82°F)  
18°C (64°F)  
Test terminé en 15 minutes.

### Faire correspondre les numéros de lot

Utiliser uniquement l'analyseur avec le matériel inclus dans le kit d'origine. L'analyseur expire une fois le nombre programmé de tests effectué. Si une autre cartouche de test est insérée, l'analyseur affiche « 00 TL ».



### 1 Ouvrir le sachet à agitateur en plastique\*

Déchirer le sachet en plastique au niveau de la ligne de perforation pour l'ouvrir.



### 2 Collecter le sang


**Méthode de prélèvement au doigt**

- Utiliser votre propre dispositif à lancette pour prélever le sang.
- Pour remplir, touchez délicatement la goutte de sang.


**OU**

**Méthode par prélèvement veineux**

- Mélanger bien le sang avant l'analyse.
- Recueillir le sang sur une lame.




### 3 Vérifier la quantité de sang



Pas assez Ajouter du sang  
Juste assez  
Trop Essuyer l'excédent

### 4 Insérer le collecteur de sang


Insérer entièrement le collecteur de sang dans le corps de l'agitateur. Un mouvement de rotation facilite l'insertion.



Insertion incomplète  
Insertion complète

### 11 Jeter la cartouche / Conserver l'analyseur

- Éliminez les déchets conformément à vos procédures d'élimination des déchets biologiques.
- Conservez l'analyseur pour des tests ultérieurs. L'analyseur affiche, par exemple, « 01 TL » s'il ne reste plus qu'un test et « 00 TL » si vous venez d'utiliser le dernier test.
- L'analyseur affiche le résultat pendant 15 minutes, puis s'éteint automatiquement.



REMARQUE : pour effectuer un nouveau test, utiliser un nouveau collecteur de sang, un nouveau shaker et une nouvelle cartouche de test du même kit et retourner à l'étape 1.

# Guida alla procedura Professionale



**AICNow+ Professional**  
Sistema multi-test HbA1c

Nota: tutte le istanze relative alla confezione o alle buste presentate in questo foglio illustrativo sono ESCLUSIVAMENTE a scopo rappresentativo. Fare riferimento alla confezione fornita con il kit specifico.


### Introduzione

- Se l'etichetta della temperatura, posizionata sulla parte esterna di ciascun kit, è esposta a una temperatura superiore a 50°C (122°F), l'indicatore sull'etichetta diventerà rosso e il prodotto non potrà essere utilizzato.
- Eseguire il test su tutti i componenti del kit del test alla stessa temperatura, purché questa rientri nell'intervallo specificato.
- Se il kit è stato recentemente sottoposto a temperature elevate (al di sopra di 28°C/82°F) o riposto nel frigorifero, mantenerlo a temperatura ambiente per almeno un'ora prima di utilizzarlo.
- Evitare di eseguire il test alla luce diretta del sole, su superfici calde o fredde, oppure vicino a fonti di calore o di aria fredda.
- Utilizzare materiali per il controllo qualità per confermare che il kit del test funziona correttamente. Consultare il foglio illustrativo per sapere quando eseguire i controlli.

28°C (82°F)  
18°C (64°F)  
Completare il test entro 15 minuti.


### Corrispondenza dei numeri di lotto

Utilizzare l'analizzatore soltanto con i materiali inclusi nel kit originale. In seguito all'aggiungimento del numero programmato di test eseguiti, l'analizzatore scade e non è più utilizzabile. Nel caso in cui venga inserita un'altra cartuccia per test, l'analizzatore indicherà "00 TL".



### 1 Apertura della busta in plastica dell'agitatore\*

Aprire la busta in plastica dalla linea di perforazione.



### 2 Prelievo di sangue


**Metodo di prelievo con pungidito**

- Servirsi della propria lancetta pungidito per effettuare il prelievo di sangue.
- Toccare delicatamente la goccia di sangue per riempire il raccoglitore.


**0**

**Metodo di prelievo di sangue venoso**

- Miscelare bene il sangue prima di eseguire il test.
- Raccogliere il sangue su un vetrino.




### 3 Verifica della quantità di sangue



Troppo poco sangue Aggiungere più sangue  
Giusta quantità  
Troppo sangue Eliminare la quantità in eccesso

### 4 Inserimento del raccoglitore di sangue


Inserire completamente il raccoglitore di sangue nel corpo dell'agitatore. Aiutarsi con un movimento rotatorio.



Non completamente inserito  
Completamente inserito

### 11 Smaltimento della cartuccia / conservazione dell'analizzatore

- Smaltire la cartuccia nel rispetto delle procedure relative ai rifiuti a rischio biologico.
- Conservare l'analizzatore per ulteriori test. Ad esempio, sull'analizzatore viene visualizzato il messaggio "01 TL" in caso di un test rimanente e "00 TL" se è stato utilizzato l'ultimo test.
- L'analizzatore visualizzerà il risultato per 15 minuti, poi si spegnerà automaticamente.



NOTA: per eseguire un altro test, utilizzare un nuovo raccoglitore di sangue, un nuovo agitatore e una nuova cartuccia per test dello stesso kit e tornare al passaggio 1.

# AtiNow Professional Instructions for Use

**INTENZIONE**  
 L'AtiNow<sup>+</sup> è un reagente quantitativo semiautomatico di glicemia hemoglobinica (HbA1c) capillare (perimembrano) in venosa whole blood samples. È un reagente per uso di laboratorio. È un reagente per uso di laboratorio. È un reagente per uso di laboratorio.

**INDICAZIONI**  
 L'AtiNow<sup>+</sup> è indicato per la diagnosi, il monitoraggio e l'identificazione di pazienti con diabete.

**PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO**  
 L'AtiNow<sup>+</sup> è un reagente quantitativo semiautomatico di glicemia hemoglobinica (HbA1c) capillare (perimembrano) in venosa whole blood samples. È un reagente per uso di laboratorio. È un reagente per uso di laboratorio.

**PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO**  
 L'AtiNow<sup>+</sup> è un reagente quantitativo semiautomatico di glicemia hemoglobinica (HbA1c) capillare (perimembrano) in venosa whole blood samples. È un reagente per uso di laboratorio. È un reagente per uso di laboratorio.

# AtiNow Professional Gebrauchsanweisung

**VERWENDUNG**  
 L'AtiNow<sup>+</sup> è un reagente quantitativo semiautomatico di glicemia hemoglobinica (HbA1c) capillare (perimembrano) in venosa whole blood samples. È un reagente per uso di laboratorio. È un reagente per uso di laboratorio.

**VERWENDUNG**  
 L'AtiNow<sup>+</sup> è un reagente quantitativo semiautomatico di glicemia hemoglobinica (HbA1c) capillare (perimembrano) in venosa whole blood samples. È un reagente per uso di laboratorio. È un reagente per uso di laboratorio.

**VERWENDUNG**  
 L'AtiNow<sup>+</sup> è un reagente quantitativo semiautomatico di glicemia hemoglobinica (HbA1c) capillare (perimembrano) in venosa whole blood samples. È un reagente per uso di laboratorio. È un reagente per uso di laboratorio.

**VERWENDUNG**  
 L'AtiNow<sup>+</sup> è un reagente quantitativo semiautomatico di glicemia hemoglobinica (HbA1c) capillare (perimembrano) in venosa whole blood samples. È un reagente per uso di laboratorio. È un reagente per uso di laboratorio.

# AtiNow Professional Mode d'emploi

**USAGE PREVU**  
 L'AtiNow<sup>+</sup> est un réactif quantitatif semi-automatique de glycémie hémoglobique (HbA1c) capillaire (perimembranaire) en venosa whole blood samples. C'est un réactif pour usage de laboratoire. C'est un réactif pour usage de laboratoire.

**USAGE PREVU**  
 L'AtiNow<sup>+</sup> est un réactif quantitatif semi-automatique de glycémie hémoglobique (HbA1c) capillaire (perimembranaire) en venosa whole blood samples. C'est un réactif pour usage de laboratoire. C'est un réactif pour usage de laboratoire.

**USAGE PREVU**  
 L'AtiNow<sup>+</sup> est un réactif quantitatif semi-automatique de glycémie hémoglobique (HbA1c) capillaire (perimembranaire) en venosa whole blood samples. C'est un réactif pour usage de laboratoire. C'est un réactif pour usage de laboratoire.

**USAGE PREVU**  
 L'AtiNow<sup>+</sup> est un réactif quantitatif semi-automatique de glycémie hémoglobique (HbA1c) capillaire (perimembranaire) en venosa whole blood samples. C'est un réactif pour usage de laboratoire. C'est un réactif pour usage de laboratoire.

# AtiNow Professional Istruzioni per l'uso

**USO PREVISTO**  
 L'AtiNow<sup>+</sup> è un reagente quantitativo semiautomatico di glicemia hemoglobinica (HbA1c) capillare (perimembrano) in venosa whole blood samples. È un reagente per uso di laboratorio. È un reagente per uso di laboratorio.

**USO PREVISTO**  
 L'AtiNow<sup>+</sup> è un reagente quantitativo semiautomatico di glicemia hemoglobinica (HbA1c) capillare (perimembrano) in venosa whole blood samples. È un reagente per uso di laboratorio. È un reagente per uso di laboratorio.

**USO PREVISTO**  
 L'AtiNow<sup>+</sup> è un reagente quantitativo semiautomatico di glicemia hemoglobinica (HbA1c) capillare (perimembrano) in venosa whole blood samples. È un reagente per uso di laboratorio. È un reagente per uso di laboratorio.

**USO PREVISTO**  
 L'AtiNow<sup>+</sup> è un reagente quantitativo semiautomatico di glicemia hemoglobinica (HbA1c) capillare (perimembrano) in venosa whole blood samples. È un reagente per uso di laboratorio. È un reagente per uso di laboratorio.

pts Diagnostics