


INTRODUKTION TIL CARDIOCHECK PLUS

**HDL-kolesterol, LDL-kolesterol, triglycerid,
total-kolesterol og b-glucose på en gang**

Februar 2023

CardioCheck Plus

- Håndholdt, enkel og fleksibel
- Batteridrevet
- Resultater på < 90 sekunder
- Måles på kapillærblod – kun behov for 40 µL blod
- Let og intuitiv brugerflade
- Minimalt vedligehold
- HDL-kolesterol, LDL-kolesterol, triglycerid, total-kolesterol og b-glucose i én måling



pts Diagnostics


Sammenhængen mellem hjerte-kar sygdomme og diabetes er kompleks.

CardioChek Plus er et lille håndholdt, batteridrevet analyseapparat, som giver et testresultat mens patienten er til stede.

CardioCheck Plus kræver en blodprøve udtaget ved et fingerprik og giver på 90 sekunder svar på et bredt lipid-panel samt ens blodsukker. Med CardioChek Plus fås dermed et støtteværktøj til screening af om man tilhører en risikogruppe.

Alt hvad du har behov for

- A. Teststrimler
- B. Pipetter til blodprøvetagning
- C. Kontrolstrimler
- D. Batterier
- E. Analyseapparat
- F. Memo-chip (LOT-specifik)



Ønsker du mere information?

Kontakt Malene Brorsen Eghøj
Product Manager
Tlf. 42364849
mail: mbe@biosynexnordic.com