

INTRODUKTION TIL A1CNOW+ & A1CNOW SELVTJEK

Når måling af HbA1C er sikkert, enkelt og hurtigt

Februar 2023

A1CNow+ & A1CNow

- Høj nøjagtighed
- Hurtigt resultat
- Måles på kapillært eller venøst blod – kun behov for 5 µL
- Måleinterval: 4 –13% A1c (20 –120 mmol/mol)
- Håndholdt, enkel og fleksibel
- Ingen vedligehold
- Leveres i samlet kit-løsning



pts Diagnostics

HbA1c er en måling, som anvendes til diagnostik og monitorering af diabetes. HbA1c anvendes ligeledes som en risikoindikator for udvikling af diabetes og kardiovaskulær sygdom (prædiabetes).

Med A1CNow+ får du et håndholdt, batteridrevet analyseapparat, som hurtigt, enkelt og sikkert giver dig svar på, om du muligvis har nyopdaget diabetes eller om din diabetes er velreguleret.

Alt i et samlet kit

- A. Analyseapparat
- B. Mixerrør
- C. Opsamlingsrør til blod
- D. Testkassette



Ønsker du mere information?

Kontakt Malene Brorsen Eghøj
Product Manager
Tlf. 42364849
mail: mbe@biosynexnordic.com